

Somero Nachttisch

Clinic | Care



Ihr Vorteil

- Einsatz auf beiden Bettseiten
 - Leicht umsetzbare Betttischsäule
 - Eine bequeme Erreichbarkeit der Schubladen ist gewährleistet
- Schutz des Privateigentums durch geschlossene Rückwand
- Vielfältige Schubladen-Lösungen
 - Die untere Schublade nimmt auch große Getränkebehälter problemlos auf
 - Große obere Schublade mit zusätzlicher Unterbringungsmöglichkeit für Laptops (Option)
 - Entnehmbare und gerundete Schubladeneinsätze ermöglichen eine schnelle und einfache Reinigung
 - Unterbringungsmöglichkeit für Steckbecken
- Modernes Design in Einklang mit dem Klinikbett Seta
- Großer Gestaltungsfreiraum
 - Fronten, Ober- und Betttischplatte in umfangreicher Dekorvielfalt
 - Zahlreiche Ausstattungsoptionen erlauben den Einsatz von der Standardpflege bis hin zur Wahlleistungsstation
- Bettisch in anforderungsspezifischer Ausführung
 - Resopal in vielfältigen Dekoren
 - Kunststoff mit Polycarbonat-Schutzfolie

Somero Nachtisch

Clinic | Care



Nützliche Details für den gehobenen Anspruch



Viel Raum für persönliche Dinge

Maße und technische Daten

Außenmaße (Nachtisch eingeklappt) BxTxH	555 x 444 x 873 mm
	Tiefe mit Kühlschrank: 455 mm
Breite (Nachtisch ausgeklappt)	1160 mm
Höhe Nachtisch	757 - 1107 mm
Maße Bettisch	Kunststoff: 370 x 550 mm HPL: 400 x 554 mm
Gewicht	mit Kühlschrank, mit Bettisch (Resopal) = 46 kg mit Kühlschrank, ohne Säule = 40 kg mit Schubladen, mit Bettisch (Kunststoff-Platte) = 38 kg mit Schubladen, ohne Säule = 30 kg

Zusatzausstattung und Optionen

- Große Schublade oben
 - Zusätzliche integrierte Laptop-Schublade
- Integrierter Kühlschrank
- Bettischplatte aus HPL (Resopal)
- Telefonaufnahmen mit Universalhaken
- Schloss
- Zusätzliche seitliche Abschlüsse der Oberplatte
- Flaschenhalter am Galeriebügel

Somero Nachtisch

Clinic | Care



Flexibler Einsatz auf beiden Bettseiten

Sicherer Stand auf stabilen Doppelaufrollen

Verstell- und Bedienmöglichkeiten

- Einfaches Umstecken der Betttischsäule ermöglicht den Einsatz des Somero auf beiden Bettseiten
- Gasdruckfeder unterstützte Höhenverstellung der Nachttischplatte
- Nachttischplatte zur Buchstütze schräg anstellbar
- Rollengeführte Schubladenauszüge
- Verschiebbarer Handtuchhaken auf dem Galeriebügel

Rollen

- Doppelaufrollen optional einzeln feststellbar
- Durchmesser der Rollen: 52 mm
- 65mm Doppelaufrollen optional

Somero Nachtisch

Clinic | Care



Hochwertig Materialien

Gestaltungsspielraum

Materialien

- Untergestell Kunststoff-Spritzguss
- Korpus Stahlblech mit dauerhafter Polyester-Pulverlackierung
- Nachttischplatte ABS-Kunststoff inkl. Polycarbonat-Schutzfolie
Dekor-HPL-Platten
- Fronten und Oberplatte Dekor-HPL-Platten
- Schubladeneinsätze ABS-Kunststoff
- Alle Materialien können auf Tauglichkeit für automatische Bettenwasch- und Dekontaminationsanlagen ausgelegt werden

Farben

- Korpus Kristallweiß NCS S0500-N, Argentinum plus
- Seiten- und Bettischprofile Aluminium eloxiert
- Fronten und Oberplatte HPL-Platten nach Resopal-Kollektion
- Bettischplatte HPL-Platten nach Resopal-Kollektion
Kunststoffplatte lichtgrau ähnlich RAL 7035
- Zwischenplatte Kunststoffplatte lichtgrau ähnlich RAL 7035

Joh. Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstr. 42, 32051 Herford
Telefon: +49(0)5221 / 185-0

Fax: +49(0)5221 / 185-252
E-Mail: info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com