

Der intensive Erfahrungsaustausch mit Experten macht das Klinikbett Avanta zum Vorreiter für wichtige technische Lösungen. Dabei wurde eine ausgereifte Technik mit elegantem, wohnlichem Design kombiniert. Mit einer klaren Linie und mit vielen Farbkombinationen bringt Avanta neue Eleganz in die Klinik.





Sichere Seiten.

Avanta gibt es mit geteilter Seitenlehne, ohne Seitengitter sowie mit durchgehenden dreiholmigen Seitensicherungen. Mit diesen erfüllt Avanta die BfArM-Empfehlung zur Patientenfixierung.

Größtmöglicher Komfort.

Vielfältige Verstellmöglichkeiten der Liegefläche – bis hin zur äußerst bequemen Sitzposition mit Knieknickautomatik – unterstützt durch die auswandernde Rückenlehne.

Leichtes Bettenmachen.
Saubere Ablagefläche für Decke und Kopfkissen.

Schneller Zugang zum Patienten.
Abnehmbares Kopf- und Fußteil.



Fester Stand.

Zwei elegante Hubsäulen vereinen moderne Optik und hohen Verstellbereich mit optimaler Stabilität.

Einfaches Verschieben.


Diagonal angeordnete automatisch schaltende Geradeauslaufrollen.

Reinigung ganz einfach.

Glatte Flächen und entnehmbare ABS-Kunststoff-Formteile. Avanta gibt es auf Wunsch auch in einer Ausführung für maschinelle Reinigung.


Wirksam schonend.

Die kopfseitigen Wandabweisrollen wirken in senkrechter und waagerechter Richtung zum Schutz von Wänden und Betten (optional auch fußseitig).



EFFIZIENZ der Pflege

Höchste Qualität in der Versorgung des Patienten. Das funktionale Design von Avanta unterstützt das Klinikpersonal bei der täglichen Arbeit.



Flexibel. Abnehmbare Kopf- und Fußteile erleichtern die Versorgung des Patienten und können als Reanimationsunterlage genutzt werden (hier Avanta plus).



Bedarfsgerecht. Die geteilten Seitenlehnen sind eine ideale Mobilisierungshilfe. Einzeln unter die Liegefläche schwenkbar und für erhöhte Lagerungssysteme bis 44 cm ausziehbar.



Einzigartig. Die durchgehenden absenkbaren Seitensicherungen sind in die Kopf- und Fußteile integriert. Ihr Einsatz erfüllt bei Fixierung die Empfehlungen des BfArM.



Praktisch. Beidseitig angebrachte Multifunktionshalterung zur schnellen und bequemen Anbringung von Versorgungselementen.



Hygienisch. Die herausnehmbare vierteilige ABS-Kunststoff-Liegeflächenabdeckung ist leicht zu reinigen und erleichtert den Zugang zu den elektromotorischen Antriebskomponenten.

TECHNIK die mehr leistet

Ein besonderes Plus von Avanta sind seine vielseitigen Einstellmöglichkeiten. Die elektromotorische Verstellung beschleunigt Arbeitsprozesse und erhöht den Komfort. Gleichzeitig garantiert Avanta ein Höchstmaß an Stabilität und Sicherheit.



Unabhängig. Über elektromotorische Verstellmöglichkeiten kann der Patient selbstständig per Handschalter die Liegefläche des Bettes in die bequemste Position bringen.



Kontrollierbar. Die integrierte Steuerbox gewährt eine leichte Bedienung des Bettes.*


Sicher. Sperrbox für die selektive Verriegelung der elektromotorischen Verstellfunktionen.



Mobil. Auf formschönen Integralrollen mit automatischer Spurfeststellung lässt Avanta sich optimal verschieben. Zentrale Feststellung der Rollen mit optimal erreichbarer Trittbremse.




Maßgebend. Die Bettverlängerung mit integrierter Unterschenkellehnenverlängerung sichert auch in ausgezogenem Zustand die volle Funktionsfähigkeit der Liegefläche.



Geschützt. Die Wandabweisrollen. Kopfseitig auch vertikal wirkend, federn Stöße ab und schützen sowohl die Wände als auch das Bett.

DESIGN zum Wohlfühlen

Wohlbefinden ist ein wirkungsvoller Erfolgsfaktor beim Genesungsprozess. Avanta verbindet Technik und Design zu einem eigenen, modernen Stil. Eine klare Linie bildet das optische Markenzeichen von Avanta.




Farbenfroh. Zur Auswahl steht eine attraktive Farbvielfalt bei Kopf- und Fußteilen in Kombination mit den Grundfarben der Betten in Argentum und Kristallweiß.**



Individuell. Schöne Optik – einfache Reinigung. Große, glatte Flächen und eine vielfältige Farbauswahl prägen das Design der Kopfteile von Avanta plus.



Modern. Avanta classic in geradlinigem Design. Wahlweise mit geteilter Seitenlehne oder mit separater durchgehender Seitensicherung oder auch komplett ohne Seitensicherungen.



Griffig. Design bis ins Detail. Das Kopf- und Fußteil von Avanta plus ist alternativ zur ergonomisch geformten Griffleiste auch mit Edelstahl-Rundrohr lieferbar.



Personalfreundlich. Funktionales Design. Große Bodenfreiheit und glatte Flächen minimieren den Aufwand der Reinigung.