

TECHNIK

die mehr leistet

Interessante Details und sinnvolle technische Komponenten zu unserem Vitano Nachtisch.

Weitere Produktabbildungen, Beschreibungen und Zubehör finden Sie in unserer Clinic Broschüre.



Vitano. Drehbarer Korpus, freistehender Betttisch und einfach zu bedienen. Ein Kühlschrank, der Lebensmittel in Reichweite frisch hält (optional) ist nur ein Beispiel für die vielen Detaillösungen vom Vitano.

Maße und Gewichte

Außenmaße (B x T x H):	591 x 469 x 887 mm (bei eingeklappten Betttisch)
Breite bei ausgeklappten Betttisch:	1152 mm
Höhe Betttischplatte:	770-1120 mm
Maße Betttischplatte:	370-550 mm
Gesamtgewicht:	ca. 40 kg

Materialien

Untergestell:	Aluminium-Druckguss
Korpus:	Stahlblech mit Polyester-Pulverlackierung
Betttisch- und Oberplatte:	ABS Kunststoff inkl. Polycarbonat-Schutzfolie
Fronten:	Aluminium mit Polyester-Pulverlackierung gerundet oder Schichtpressstoffplatten gerade
Schubladeneinsätze:	ABS Kunststoff
Reinigung:	geeignet für automatische Bettenwasch- und Dekontaminationsanlagen

Verstellmöglichkeiten

Drehung des Korpus:	240° (in 90° Schritten rastbar)
Höhe Betttischplatte:	einfache Bedienung durch Gasdruckfeder, bis 1120 mm
Schwenkung der Betttischplatte:	zur Buchstütze schräg anstellbar

Farben

Korpus:	Kristallweiß (Standard), Argentinum plus (optional)
Fronten:	- Schichtpressstoffplatten (Resopal Dekore) - Polyester-Pulverlackierung (NCS Farben) siehe Stiegemeyer Farbkonzept (Clinic Broschüre)
Ober-, Zwischen-, Betttischplatte:	lichtgrau, ähnlich RAL 7035

Laufrollen

Vier 65 mm Doppellaufrollen, optional einzeln feststellbar

Zubehör

- Zwei Einsteckhülsen für Telefonhalter am Galeriebügel
- Schublade unterhalb des Fahrgestells