



Behaglich durch den Alltag – sicher durch die Nacht

Wie oft sahen Sie sich schon mit der Frage über das Für und Wider einer Seitensicherung am Bett eines Bewohners konfrontiert? Aus unserer täglichen Arbeit wissen wir, dass eine solche Sicherung eine sinnvolle Sturzprophylaxe darstellen kann und somit dem Schutz der Bewohner in Ihrer Einrichtung dient.

Zu beachten ist dabei natürlich auch, dass diese Maßnahme im Rahmen der immer enger werdenden gesetzlichen Bestimmungen unter gewissen Voraussetzungen als Freiheitsberaubung eingestuft wird und somit einer juristischen Genehmigung bedarf.

Was also tun? – Wir nehmen seit vielen Jahren die Herausforderung an, Gesundheit und Wohl der Bewohner zu vereinen ohne die Menschen einzuengen. Die Frage die bei uns zu Beginn einer jeden Entwicklung steht lautet: Wie können wir dem Bewohner soviel Schutz wie nötig und dabei soviel Behaglichkeit wie möglich bieten? Eine Antwort haben wir mit unserer Bettenserie Elvido/Elvido-Brevo gefunden. Sie verbindet Behaglichkeit, Design und Sicherheit im Pflegealltag. Elvido-Betten sind mit geteilten, kombinierbaren oder durchgehenden Seitensicherungsvarianten lieferbar, die aufgrund ihrer großen Variabilität und der einfachen Handhabung die Pflege entscheidend erleichtern und zu mehr Mobilität im Alltag beitragen. Mit der Variante Brevo verfügt die Elvido-Familie außerdem über ein Bett mit einer ganz besonders niedrig einstellbaren Liegefläche. So wird eine zusätzliche Sturzprophylaxe für Ihre Bewohner gewährleistet – für Behaglichkeit im Alltag und Sicherheit in der Nacht!

Nutzen Sie die vielen Vorteile, die wir bieten. Unsere Lösungen helfen Ihnen und Ihren Bewohnern den Alltag sorgenfrei zu gestalten:

Mit Produkten die neugierig machen und Angeboten die überzeugen.



Niedrig einstellbare Liegefläche als ideale Sturzprophylaxe: Das Modell Elvido-Brevo lässt sich auf 27 Zentimeter Lagerflächenhöhe absenken.



Geteilte Seitensicherungen für Schutz und Mobilität: Dank der kopfseitig angestellten Seitensicherungen kann der Bewohner das Bett jederzeit gefahrlos verlassen. Gleichzeitig sind über 50 Prozent der Lagerflächenlänge gesichert, sodass bereits durch die nur kopfseitig angestellten Seitensicherungen die normativen Anforderungen der DIN EN 60601-2-38/A1 erfüllt werden.

Unser Streben gilt der Sicherheit Ihrer Bewohner



Kombinierbare Seitensicherungen für alle Anforderungen: Wenn die Fixierung eines Bewohners erforderlich ist, schreibt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) den Einsatz durchgehender Seitensicherungen vor. Die kopf- und fußseitig angestellten kombinierbaren Seitensicherungen erfüllen diese Anforderungen.



Abnehmbare Mittelposten als perfekte Mobilisationshilfe. Die stabile Konstruktion erleichtert das Ein- und Aussteigen und dient durch eine ergonomische Positionierung nach neuesten Erkenntnissen gleichzeitig der Mobilität der Bewohner im Bett.



Die Seitensicherungen sind leicht und selbsterklärend zu bedienen. Bei Bedarf kann der Mittelposten mit einem Handgriff entriegelt und vollständig entfernt werden. Unterhalb der Liegefläche kann er gut erreichbar positioniert werden.

Sturzprophylaxe und Bewohnersicherheit – diese Themen nehmen einen immer größeren Raum in der Pflegediskussion ein. Stürze von Bewohnern stellen für diese oft bedeutende Einschnitte in Ihrer Lebenssituation dar und führen auf Seiten der Pflegeeinrichtungen zu großen betriebs- und volkswirtschaftlichen Schäden. Die Kosten, die durch Stürze verursacht werden, belaufen sich seriösen Schätzungen zufolge auf rund 500 Millionen Euro jährlich.

Das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklungen in der Pflege (DNQP) hat in Zusammenarbeit mit dem Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) zu Beginn des Jahres 2006 den Expertenstandard Sturzprophylaxe in der Pflege herausgegeben. Die mitwirkenden Fachleute haben grundsätzlich festgestellt, dass Stürze mit absoluter Sicherheit nicht ausgeschlossen werden können. Ein Sturz gehört zum normalen Lebensrisiko und deshalb muss es das erklärte Ziel sein, das Sturzrisiko so weit wie möglich zu reduzieren.

Der Expertenstandard beschreibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, mit denen die Sicherheit der Bewohner optimiert werden kann. Hierzu gehören das fachspezifische Know-how und die Beratungskompetenz der Pflegekräfte genauso wie die Breite der Interventions- und Informationsangebote einer Einrichtung. Auch die technischen Gegebenheiten – unter anderem bei den Pflegebetten – sind für die Optimierung der Sicherheit von wesentlicher Bedeutung. Stieglmeyer hat sich diesem Thema sehr ausführlich gewidmet, sodass wir Ihnen viele innovative Lösungen anbieten können.

Die Stieglmeyer Pflegebettenserie Elvido mit Ihren vielfältigen Ausstattungsvarianten kann flexibel auf die Anforderungen des jeweiligen Hauses zugeschnitten werden.

Fordern Sie uns heraus – wir freuen uns auf Ihre Wünsche.

Stieglmeyer Pflegemöbel GmbH & Co KG

Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage
Telefon: +49(0) 5232/ 98 414-30
Fax: +49(0) 5232/ 98 414-31
E-Mail: sturzprophylaxe@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

