

01 | 06 Presse

Datum: 09.02.2006
Seite: 1/2
Thema: Neue Pflegebettenserie stellt Sicherheit in den Fokus

Die Umsetzung der Sicherheitsstandards gewinnt in Senioren- und Pflegeheimen stetig an Bedeutung. Motivation genug, um Betreibern und Entscheidern die neue Pflegebettenserie „Elvido“ und „Elvido-Brevo“ mit innovativem Sicherheitskonzept vorzustellen.

Die Stieglmeyer Pflegemöbel GmbH & Co. KG bietet erstmalig ein motorisches Antriebssystem auf Basis von 24-Volt-Schutz-Kleinspannung an. Alle 230-Volt-Komponenten sind außerhalb des Bettes verlegt, wobei die bauliche Trennung der unterschiedlichen Spannungen den passiven Schutz erhöht.

Im Ruhezustand ist „Elvido“ stromlos. Die elektronische Steuereinheit erkennt jeden Tastendruck des Handtasters und setzt diesen in Bewegung der Liegefläche um. Erfolgt kein Tastendruck, wird das System nach wenigen Sekunden stromlos geschaltet. Der Strom schaltet sich erst nach erneutem Tastendruck wieder ein. Unverträglichkeiten infolge elektromagnetischer Strahlung werden reduziert. Gesetzlich gebotene Ableitstrommessungen beziehen sich nur noch auf den Transformator und lassen Aufwand und Kosten schmälern.

Das „Elvido-Brevo“ ist betont auf Sturzprophylaxe ausgelegt. Mit der sehr niedrigen Lagerflächenhöhe von 27 Zentimetern liegt es den Bewohnern buchstäblich zu Füßen.

Ganz neu ist die Elvido-Baureihe jetzt auch mit geteilten Seitensicherungen lieferbar, ein weiterer Beitrag zu Mobilisierung und Sturzprophylaxe.

Optische Akzente setzen die neuen Häupter in unterschiedlichen Designs und Materialien. Kombinationen aus Aluminium, Dekor, Massivholz und Oberflächen aus schlagfestem ABS lassen viel Raum für die Individualisierung. Dezentere Erkennungszeichen der Elvido-Serie sind die vier „schwebenden“ Säulen, die der stabilen Gesamtkonstruktion eine erfrischende Leichtigkeit verleihen.

**Stieglmeyer Pflegemöbel
GmbH & Co. KG**
Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage
Postfach 1910, 32778 Lage
Telefon: +49 (0)5232 / 98414-30
Fax: +49 (0)5232 / 98414-31
E-Mail: info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

Rechtsform:
Kommanditgesellschaft, Lage
AG Lemgo HRA 4260
p.h.G.: Stieglmeyer Pflegemöbel Verwaltungs
GmbH, Lage
AG Lemgo HRB 5857
Geschäftsführer:
Stefan Pott, Ralf Wiedemann

Bankverbindungen:
Commerzbank AG Bielefeld
(BLZ 480 400 35) Konto 762 240 0
IBAN: DE 69 4804 0035 0762 2400 00
Sparkasse Herford
(BLZ 494 501 20) Konto 57 166
IBAN DE 96 4945 0120 0000 0571 66



Foto: 899_Milieu_Elvido_Quer

Stieglmeyer Pflegemöbel GmbH & Co. KG

Pressekontakt:

Frau Nadine Treptow

Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage

Telefon: + 49 (0) 5232 / 98414-442

Fax: + 49 (0) 5232 / 98414-431

auf der Messe Altenpflege & ProPflege 2006

Halle 2, Stand A34

E-Mail: treptow@stieglmeyer.com

www.stieglmeyer.com