

# 02 | 08 Presse

**Datum:** Februar 2008  
**Seite:** 1/3  
**Thema:** Pflegebett Pareno zur Altenpflege & ProPflege 2008 in Hannover

## **Nicht nur die Liegefläche geht tief hinunter...**

... auch die weiteren Ausstattungsmerkmale des neuen Pflegebettes Pareno sollen laut der Firma Stieglmeyer Pflegemöbel GmbH & Co. KG neue Maßstäbe setzen. Vor Monaten bereits entwickelte der Hersteller das neue Konzept "ein Bett für alle Fälle" für die unterschiedlichen Ansprüche in der Pflege. Funktionalität, Sicherheit, Ästhetik und das ausgeklügelte Komfortsystem sollen in einem profitablen Verhältnis auch zu den Kosten stehen. Mit dem Hauptnutzenargument der Liegeflächenabsenkung auf eindrucksvolle 22 cm kommt man mit Pareno dem Fußboden und damit der Sturzprophylaxe näher denn Verstellbereich von 55 cm erreicht, worüber sich vornehmlich das Pflegepersonal freuen dürfte, da die ergonomische Arbeitshöhe von 77 cm besonders die Rücken- und Schulterpartie im Pflegealltag schont.

Neben der Betthöhe werden auch die Fußtieflage für eine angenehme Sitzposition und die 4-fach geteilte Liegefläche mit den serienmäßigen 24-Volt-Sicherheitsantrieben verstellt. Der Transformator, der das Pareno mit der Schutzkleinspannung (24V) versorgt, befindet sich außerhalb des Bettes und bietet gleich zwei Vorzüge. Einerseits werden die Prüfintervalle für die elektrische Prüfung verlängert, andererseits gehören die Ableitstrommessungen am Bett der Vergangenheit an, da nur noch der externe Trafo und nicht das Bett selbst geprüft wird. Hierdurch werden die laufenden Betriebskosten minimiert. Aktiviert werden die Verstellmotoren mit dem logisch konzipierten Handschalter, bei dem sich jede Verstellfunktion einzeln sperren lässt.

In der Praxis von Pflege- und Senioreneinrichtungen wird die leichte Fahrbarkeit des Pareno auffallen, die durch den großzügigen Laufrollendurchmesser von 100 mm erzielt wurde. Die in jeder Höhe paarweise feststellbaren Laufrollen werden von dem neuen Untergestell gehalten, welches eine volle Lifterunterfahrbarkeit bereits ab 29 cm Betthöhe erlaubt.

Neue Maßstäbe setzen auch die 2-sprossigen leichtgängig verstellbaren Seitensicherungen mit einer Schutzhöhe von 42 cm. Somit geben Sie den Bewohnern beim Einsatz von Antidekubitusmatratzensystemen und Komfortmatratzen bis zu einer Höhe von 20 cm Stärke normgerechten Schutz. Dieses wird erreicht ohne auf ein minimales Stapelmaß in abgesenkter Position zu verzichten.

Das fein abgestimmte Design des Pareno ist derart stabil ausgelegt, dass eine sichere Arbeitslast von 225 kg ohne Einschränkung erreicht wird. Nicht zuletzt deshalb soll Pareno für die tendenzielle Zunahme von Bewohnern mit Adipositas auch auf lange Zeit bestens ausgerüstet sein.

**Datum:** Februar 2008  
**Seite:** 2/2  
**Thema:** Pflegebett Pareno zur Altenpflege & ProPflege 2008 in Hannover

Dass man von all der Technik nichts sieht gehört längst zur Regel des Herstellers, die Wohnlichkeit steht im Fokus und wird durch die unterschiedlichen Ausführungen der Holzumbauten unterstrichen. Neben den Dekoren Buche, Kirsche und Ahorn wird auch Havanna angeboten. Erstmals vorgestellt wird Pareno, welches die Norm DIN EN 60601-2-38/A1 erfüllt, anlässlich der Messe Altenpflege in Hannover und kann laut Herstellerangaben bereits im Anschluss daran geordert werden.

Zeichen: 3.145



*Abbildung: Pflegebett Pareno*

Stieglmeyer Pflegemöbel GmbH & Co. KG  
Pressekontakt: Frau Nadine Treptow  
Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage  
Telefon: + 49 (0) 5232 / 9841-430  
Fax: + 49 (0) 5232 / 9841-431  
E-Mail: [care@stieglmeyer.com](mailto:care@stieglmeyer.com)  
[www.stieglmeyer.com](http://www.stieglmeyer.com)

**Stieglmeyer auf der Altenpflege & ProPflege in Hannover:**  
**Halle 2**  
**Stand A 34**