

11 | 05 Presse

Datum: 11.11.2005
Seite: 1/3
Thema: EDV gestütztes Bettenmanagement für Kliniken

Lückenhafte Organisation und bisweilen zufällige Planung kosten Geld. Das ist nichts Neues und jedem Verantwortlichen bewusst. Die Frage ist, wo genau verbergen sich die Kosten, und wie erhält man Klarheit um Gegenmaßnahmen einleiten zu können? Wie kann man kostengünstig die Einhaltung der Medizinprodukte-Betreiberverordnung gewährleisten und ausführliche Planungsdaten für das Controlling erhalten?

In Kooperation mit Kliniken und dem Softwarespezialisten Midland IT hat die Joh. Stiegelmeyer GmbH & Co. KG ein neues, EDV gestütztes Managementsystem namens „b.loc - Bettenlogistik und Controllingsystem“ entwickelt.

Für die Wartung und Instandhaltung von Klinikbetten hat Stiegelmeyer bereits im Jahr 2003 den Geschäftsbereich „ASSIST“ gegründet. Das 35 Mitarbeiter zählende Serviceteam hat seine Erfahrungen dokumentiert und dabei erstaunliche Potenziale für die Verbesserung des Bettenmanagements aufgedeckt. Idealerweise führt das ASSIST-Team zunächst eine Analyse des Bettenbestandes durch. Unabhängig vom jeweiligen Hersteller werden die Klinikbetten elektronisch über Barcodes erfasst und der technische, sowie optische Zustand fachmännisch inspiziert.

Mit praxiserprobten Klassifizierungsmethoden wird der Instandhaltungsbedarf ermittelt und kostenseitig bewertet.

„Wir hatten schon Fälle, in denen Kunden ihren Bettenbestand unterschätzt haben und wir durch geeignete Instandhaltungsmaßnahmen erheblich Folgekosten einsparen konnten“, erläutert Volker Hornberg, Leiter ASSIST bei Stiegelmeyer.

Die gewonnen Daten werden zusammen mit den Stammdaten im System hinterlegt. Das in vier Grundmodule unterteilte b.loc Programm ist mit der

Joh. Stiegelmeyer & Co. GmbH
Ackerstraße 42, 32051 Herford
Postfach 28 54, 32018 Herford
Telefon: +49 (0) 5221 / 185-0
Fax: +49 (0) 5221 / 185-252
E-Mail: info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

Rechtsform:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Herford
AG Bad Oeynhausens HRB 6604
Geschäftsführer:
Mathias Holz, Stefan Pott, Markus Sander

Bankverbindungen:
Deutsche Bank Herford
(BLZ 480 700 50)
Konto 253 030 100

Datum: 11.11.2005
Seite: 2/3
Thema:

Erfassung der Stammdaten startklar und ermöglicht den direkten Einstieg in die gewünschte Funktion.

Die im „Servicemodul“ für jedes Bett hinterlegten Instandhaltungsvorgaben werden in der Werkstatt abgearbeitet und anschließend freigegeben. Die Dokumentation nach MPG erfolgt automatisch und kann jederzeit zu Prüfzwecken abgerufen werden.

Das „Ordermodul“ organisiert den reibungslosen Ablauf der internen Bestellvorgänge und leitet diese an die richtigen Stellen. Die stationsübergreifende Logistik koordiniert jeden Einzelvorgang innerhalb der Klinik und macht den jeweiligen Bearbeitungsstatus sichtbar. Das Modul kann neben den Klinikbetten auch andere, frei wählbare Artikel verwalten, wie Nachtschränke, Verbandmaterial und Getränke.

Das „Steuerungsmodul“ synchronisiert die Reinigungs- und Instandhaltungsvorgänge. Durch zuvor festgelegte Zeitintervalle werden schleichende Defekte und Sicherheitsmängel frühzeitig erkannt. Gesicherte Wartungszyklen erhöhen die Nutzungsdauer und verlängern die Werterhaltung von Klinikbetten und Einrichtungen.

Das „Infomodul“ ermöglicht die planerische Auslastung der verfügbaren Ressourcen. Detaillierte Auswertungen und Statistiken decken mögliche Defizite im organisatorischen und produktbezogenen Bereich auf. Ablaufstrukturen können korrigiert und Neuinvestitionen exakter geplant werden.

Das Web-Server basierende b.loc Programm wird als Intranetlösung parallel zur vorhandenen EDV eingesetzt. Heikle Softwareinstallationen auf Seiten der Klinikrechner entfallen.

Neben der beschriebenen b.loc Ausführung steht auch eine Basisversion zur Verfügung. Diese Version ist im Wesentlichen auf das „Servicemodul“ reduziert und deckt die Dokumentationspflichten nach dem MPG vollständig ab.

Das komplette System bedient wichtige Bereiche innerhalb der Klinikorganisation. Vormals unerkannte Einsparungspotenziale, verbesserte Organisation und ein

Datum: 11.11.2005

Seite: 3/3

Thema:

reibungsloses Bettenmanagement machen b.loc zu einer zweckmäßigen Plattform für Klinikverantwortliche, die sich in kurzer Zeit rechnet.

Zeichen mit Leerstellen: 3.348

Foto:

Joh. Stiegemeyer GmbH & Co. KG

Pressekontakt:

Frau Kirsten Bremer

Ackerstraße 42, 32051 Herford

Telefon: + 49 (0) 5221/ 185-0

Fax: + 49 (0) 5221/ 185-252

E-Mail: info@stiegemeyer.com

www.stiegemeyer.com