

11 | 05 Presse

Datum: 12.10.2005
Seite: 1/2
Thema: Multifunktionsrollstühle von Stiegemeyer

Einen bettlägerigen Patienten zu bewegen ist eine Herausforderung. Schon der Transfer eines durchschnittlichen erwachsenen Patienten kann sich schwierig und unsicher gestalten - sowohl für den Patienten als auch für den Pflegenden. Eine noch größere Herausforderung ist es jedoch, schwergewichtige Patienten zu transferieren.

Aus diesem Grund bietet Stiegemeyer die Barton Schwerlasttransportstühle an. Diese bieten für die Patienten Freiheit und Mobilität unter sicheren Bedingungen - für den Patienten wie auch für den Pflegenden.

Die Barton Schwerlasttransportstühle und das als Zubehör erhältliche Patiententransfersystem (PTS) machen es einer einzelnen Pflegeperson möglich, einen bettlägerigen oder in seiner Bewegung eingeschränkten Patienten sicher und einfach zu transferieren. Die Funktion einer Krankenliege wird mit der Funktion eines Rollstuhls kombiniert. Der Pflegeperson ist es nun möglich, einen Patienten aus fast jedem Pflegebett, Krankbett oder Behandlungs- / Untersuchungstisch seitlich in oder aus einem Barton Transportstuhl ohne Verletzungsgefahr zu verlagern. Die Barton Transportstühle ermöglichen es den Patienten, häufiger und leichter ihr Bett zu verlassen - unter Wahrung ihrer Würde und ohne die Unannehmlichkeiten und medizinischen Einschränkungen, die herkömmliche Lifter mit sich bringen.

Der Einsatz der Barton Transportstühle sind für Krankenhäuser, Pflegeheime und die Häusliche Pflege vorgesehen.

Der Rahmen der Stühle ist stabil und dennoch leicht und gewährleistet eine gute Mobilität für den Patienten.

Joh. Stiegemeyer & Co. GmbH
Ackerstraße 42, 32051 Herford
Postfach 28 54, 32018 Herford
Telefon: +49 (0) 5221 / 185-0
Fax: +49 (0) 5221 / 185-252
E-Mail: info@stiegemeyer.com
www.stiegemeyer.com

Rechtsform:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Herford
AG Bad Oeynhausens HRB 6604
Geschäftsführer:
Mathias Holz, Stefan Pott, Markus Sander

Bankverbindungen:
Deutsche Bank Herford
(BLZ 480 700 50)
Konto 253 030 100

Datum: 23.11.2005
Seite: 2/2
Thema:

Der komfortable Sitz und die auf hohe Belastungen ausgelegten zentral zu arretierenden Rollen mit Lenkfunktion ergeben ein Transportsystem, welches sowohl für den Patienten als auch für den Pflegenden sicherer ist.

Die Sitzbreite des Barton Comfort plus beträgt 68,58 cm für Patienten mit einem Gewicht bis zu 300 kg. Der Barton Comfort ist mit einer Sitzbreite 54,61 cm für Patienten mit einem Gewicht von bis zu 150 kg gedacht.

Die Barton Transportstühle verwandeln sich mit einfachen Handgriffen von der Sitzposition in die Liegeposition, mit dem Vorteil, dass unzählige Zwischenpositionen stufenlos wählbar sind. Die Laufrollen ermöglichen es, den Rollstuhl exakt zu lenken und sorgen für einen angenehmen und komfortablen Lauf.

Foto: Barton Transportstühle

Zeichen mit Leerstellen: 2.273

Foto:

Joh. Stiegemeyer GmbH & Co. KG
Pressekontakt:
Frau Kirsten Bremer
Ackerstraße 42, 32051 Herford
Telefon: + 49 (0) 5221/ 185-0
Fax: + 49 (0) 5221/ 185-252
E-Mail: info@stiegemeyer.com
www.stiegemeyer.com