

11 | 05 Presse

Datum: 12.10.2005
Seite: 1/2
Thema: Neue Klinikbettenserie im Baukastensystem

Anlässlich der MEDICA in Düsseldorf vom 16. bis 19. November 2005 stellt die Stieglmeyer GmbH & Co. KG, Herford, mit der Bettenserie Seta eine neue Generation von Klinikbetten vor.

Grundgedanke dieser Bettenserie ist ein innovatives Baukastensystem, bei dem die Bettenausstattung individuell nach den Ansprüchen und dem Budget der Klinik gestaltet werden kann. So lautet auch der Slogan. Seta - setzen wir uns zusammen.

Mit einer tiefsten Liegeflächeneinstellung von nur 370 mm ist das Seta einzigartig am Markt und bietet den Patienten bestmögliche Sturzprophylaxe. Der große Verstellbereich der Liegeflächen von 370 mm bis 820 mm, bietet dem Pflegepersonal bei Pflege, Mobilisierung und Transport immer die optimale Arbeitshöhe.

Das Seta verfügt optional über eine integrierte Bettverlängerung für große Patienten. Zusätzlich wird auch die Unterschenkellehne verlängert, sodass die Liegefläche ihre volle Funktionalität behält.

Seta kann mit den Kopf- und Fußteilen Seta base oder Seta flex ausgestattet werden. Das Seta base kann wahlweise mit integrierten durchgehenden Seitensicherungen, geteilten Seitenlehnen oder ganz ohne Seitengitter bestellt werden, das Seta flex gibt es in den Ausführungen mit geteilten Seitenlehnen, mit nachträglich anbringbaren durchgehenden Seitensicherungen oder ganz ohne Seitengitter.

Die geteilten Seitenlehnen des Seta können als Mobilisierungshilfe genutzt werden. Sie sind auf 440 mm Seitenlehnenhöhe teleskopierbar und bieten somit auch beim Einsatz von Anti-Dekubitus-Auflagen einen optimalen Schutz. Bei Nichtgebrauch werden sie platzsparend unter die Liegefläche geschwenkt.

Joh. Stieglmeyer & Co. GmbH
Ackerstraße 42, 32051 Herford
Postfach 28 54, 32018 Herford
Telefon: +49 (0) 5221 / 185-0
Fax: +49 (0) 5221 / 185-252
E-Mail: info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

Rechtsform:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Herford
AG Bad Oeynhausens HRB 6604
Geschäftsführer:
Mathias Holz, Stefan Pott, Markus Sander

Bankverbindungen:
Deutsche Bank Herford
(BLZ 480 700 50)
Konto 253 030 100

Datum: 23.11.2005
Seite: 2/3
Thema:

Besonders vielfältig ist auch das Angebot an Liegeflächen. Stiegemeyer bietet standardmäßig eine entnehmbare Kunststoffliegefläche an, die durch das geringe Gewicht leicht in der Handhabung ist. Des Weiteren stehen dem Kunden eine Komfort-Liegefläche, mit Federelementen für den optimalen Komfort und eine Lamellen-Liegefläche, die besonders für Waschstraßen geeignet ist, zur Auswahl. Alle Liegeflächen sind besonders leicht zu reinigen.

Funktionalität wurde bei der Entwicklung des Seta Bettes groß geschrieben. Das Untergestell der Seta Betten ist aufgeräumt. Leitungen, Kabel und Motoren wurden zentral unter der Liegefläche angeordnet und sparen somit dem Reinigungspersonal wertvolle Minuten.

Auch bei der optischen Gestaltung des Seta wurden keine Kompromisse eingegangen. Durch klare Linien, raffinierte Details und wertvolle Materialien ist das Seta ein modernes Klinikbett, das sich in jedes Klinikdesign integrieren lässt.

Zeichen mit Leerstellen: 2.548

Foto:

Joh. Stiegemeyer GmbH & Co. KG
Pressekontakt:
Frau Kirsten Bremer
Ackerstraße 42, 32051 Herford
Telefon: + 49 (0) 5221/ 185-0
Fax: + 49 (0) 5221/ 185-252
E-Mail: info@stiegemeyer.com

Datum: 23.11.2005
Seite: 3/3
Thema:

www.stiegemeyer.com