

11 | 08 Presse

Datum: November 2008
Seite: 1/2
Thema: Bettenaufbereitung

Jetzt bestehende Klinikbetten auf die sichere Arbeitslast umrüsten – wir machen das!

Es muss ja nicht immer eine Neuinvestition sein, wenn die bisherige sichere Arbeitslast nicht mehr Ihren Anforderungen entspricht. Die Klinikbetten der Firma Stiegemeyer zeichnen sich schließlich durch Qualität und Langlebigkeit aus. Wir bieten Ihnen deshalb an, Ihre bestehenden Stiegemeyer-Klinikbetten, sofern technisch machbar, auf die neue Arbeitslast von 200 Kilogramm umzurüsten, sofern es technisch möglich ist. Mit speziell konfektionierten Baugruppen - die auch in unserer aktuellen Bettengeneration verbaut werden – können wir viele Bettenmodelle aufrüsten.

Seien Sie gerüstet für die zunehmenden Ansprüche an die Arbeitslast - wir machen das!

Manuelle Klinikbetten mit elektromotorischer Rückenlehnenverstellung nachrüsten

Ein wichtiges Element in modernen Klinikbetten ist die komfortable Rückenlehnenverstellung. Deshalb haben wir für mehrere Bettenmodelle ein Ergänzungskit zusammengestellt, um manuelle Stiegemeyer-Klinikbetten mit der elektromotorischen Verstellung nachzurüsten.

Die Steuerbox der neuesten Generation wird einerseits mit der Netzspannung (230V~) verbunden und andererseits an den Antrieb mit 24 Volt-Schutzkleinspannung gekoppelt. Damit verfügen Sie über Klinikbetten mit modernster und äußerst leiser Rückenlehnenverstellung. Die Bedienung erfolgt selbsterklärend über den serienmäßigen Handschalter.

Apropos: Ihre Stiegemeyer-Klinikbetten mit manueller Rückenlehnenverstellung enthalten Verschleißteile am Bewegungsmechanismus. Durch den Einbau des Ergänzungskits wird der Austausch dieser Verschleißteile automatisch erledigt. Damit beugen Sie der kommenden Instandhaltung vor und sparen sogar noch – eben typisch Stiegemeyer!

Zeichen: 1.673

Joh. Stiegemeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42, 32051 Herford
Postfach 28 54, 32018 Herford
Telefon: +49 (0) 5221 / 185-0
Fax: +49 (0) 5221 / 185-252
E-Mail: info@stiegemeyer.com
www.stiegemeyer.com

Rechtsform:
Kommanditgesellschaft, Herford
AG Bad Oeynhausener HRB 3836
p.h.G.: Stiegemeyer GmbH, Herford
AG Bad Oeynhausener HRB 6889
Geschäftsführer:

Bankverbindungen:
Commerzbank AG Bielefeld
(BLZ 480 400 35) Konto 762 284 8
S.W.I.F.T.-Code: COBA DE FF 480
IBAN: DE 59 4804 0035 0762 2848 00
Sparkasse Herford
(BLZ 494 501 20) Konto 100 037 233

Datum: November 2008
Seite: 2/2
Thema: Bettenaufbereitung

Joh. Stiegemeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42, 32051 Herford
Telefon: + 49 (0) 5221 / 185-0
Fax: + 49 (0) 5221 / 185-252
www.stiegemeyer.com

Pressekontakt:
Frau Nadine Treptow
+ 49 (0) 5232 / 9841-442
E-Mail: treptow@stiegemeyer.com

Stiegemeyer auf der MEDICA in Düsseldorf:

Halle 14

Stand C 13