

11 | 07 Presse

Datum: November 2007
Seite: 1/2
Thema: Maximo – WOHLGEFÜHL für die Kleinsten

Maximo – Das sichere, normgerechte Kinderbett mit Charme

Das überarbeitete Kinderbett Maximo ist schon jetzt die Antwort der Firma Stiegemeyer auf die voraussichtlichen Vorgaben der erwarteten neuen Ausgabe der Norm DIN 32623 für Kinderbetten. Der Fokus richtet sich nicht nur auf die strengeren Anforderungen an die Seitensicherungen, sondern auch auf ein farbenfrohes und kindgerechtes Design.

Die gewohnt höhenverstellbare und schwenkbare Liegefläche unterstützt das Wohlergehen des kleinen Patienten und bietet dem Personal eine angenehme Arbeitshöhe. Die per Fußpedal gesteuerte, stufen- und geräuschlose Höhenverstellung der Seitensicherungen ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugang zum Kind und schützt gleichzeitig vor Fehlbedienungen. Die wirksame Seitensicherungshöhe wird in der neuen Ausführung auf 80 cm über der Liegefläche erhöht.

Für einen ungehinderten Blick und eine aufgelockerte Erscheinung sorgen die optionalen Plexiglasfüllungen in den Kopf- und Fußteilen. Bestens ausgerüstet für den Klinikalltag ist Maximo mit seinem schwenkbaren Windeleimer, einem praktischen Wäschekorb und seinen vier Wandabweisrollen für den flexiblen Einsatz.

Auch bei Maximo wurde bei der Wahl der Materialien und deren Anbringung erneut größter Wert auf Hygiene, Robustheit und Alltagstauglichkeit gelegt.

Joh. Stiegemeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42, 32051 Herford
Postfach 28 54, 32018 Herford
Telefon: +49 (0) 5221 / 185-0
Fax: +49 (0) 5221 / 185-252
E-Mail: info@stiegemeyer.com
www.stiegemeyer.com

Rechtsform:
Kommanditgesellschaft, Herford
AG Bad Oeynhausener HRA 3836
p.h.G.: Stiegemeyer GmbH, Herford
AG Bad Oeynhausener HRB 6889
Geschäftsführer: Dr. Manfred Goldstein,
Mathias Holz, Stefan Pott, Ralf Wiedemann

Bankverbindungen:
Commerzbank AG Bielefeld
(BLZ 480 400 35) Konto 762 284 8
S.W.I.F.T.-Code: COBA DE FF 480
IBAN: DE 59 4804 0035 0762 2848 00
Sparkasse Herford
(BLZ 494 501 20) Konto 100 037 233

Datum: November 2007
Seite: 2/2
Thema: Maximo – Das sichere, normgerechte Kinderbett mit Charme

Zeichen: 1.309



*Abbildung: Maximo
Foto: 2109_Maximo_L*

Joh. Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42, 32051 Herford
Telefon: +49 (0) 5221 / 185-0
Fax: +49 (0) 5221 / 185-252
www.stieglmeyer.com

Pressekontakt:
Frau Nadine Treptow
+49 (0) 5232 / 9841-442
E-Mail: treptow@stieglmeyer.com

Stieglmeyer auf der Medica Düsseldorf:
Halle 14
Stand 14C13

Joh. Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42, 32051 Herford
Postfach 28 54, 32018 Herford
Telefon: +49 (0) 5221 / 185-0
Fax: +49 (0) 5221 / 185-252
E-Mail: info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

Rechtsform:
Kommanditgesellschaft, Herford
AG Bad Oeynhaus HRA 3836
p.h.G.: Stieglmeyer GmbH, Herford
AG Bad Oeynhaus HRB 6889
Geschäftsführer: Dr. Manfred Goldstein,
Mathias Holz, Stefan Pott, Ralf Wiedemann

Bankverbindungen:
Commerzbank AG Bielefeld
(BLZ 480 400 35) Konto 762 284 8
S.W.I.F.T.-Code: COBA DE FF 480
IBAN: DE 59 4804 0035 0762 2848 00
Sparkasse Herford
(BLZ 494 501 20) Konto 100 037 233