

11 | 07 Presse

Datum: November 2007
Seite: 1/3
Thema: Ravello – Komfortabel in Bewegung

Für den sicheren und zudem komfortablen Patiententransfer sorgt der neu überarbeitete und nochmals verbesserte Transportstuhl Ravello. Als die herausragenden Eigenschaften von Ravello sano, curo und Ravello plus sind sicherlich die Sicherheit, der Komfort und die Funktionalität zu nennen. Eine verstellbare Rücklehne, eine optimale Sitzposition und ergonomische Formen gehören schon lange zum Standard bei der Transportstuhlserie Ravello der Firma Stiegmeyer.

Die Premium-Variante Ravello curo ist der ideale Transportstuhl für die Tagespflege. Ravello curo bietet neben optimalem Sitzkomfort hervorragende Liegequalitäten. Diese Eigenschaften prädestinieren den curo beispielsweise zur Erholung nach ambulanter Behandlung.

Die unterschiebbare Fußstütze beim Modell sano erleichtert gehbehinderten Patienten das Ein- und Aussteigen erheblich. Selbstverständlich wird die komfortable LiegeEinstellung beibehalten.

In der Standardvariante sind für einen sicheren Stand die beiden vorderen Rollen als Scheibenräder ausgebildet und die hinteren Rollen achsweise bremsbar. Für eine noch leichtere Lenkbarkeit sind jetzt die Ausführungen sano und curo optional mit 4 Lenkrollen lieferbar, die natürlich bei Bedarf alle gebremst werden können.

Joh. Stiegmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42, 32051 Herford
Postfach 28 54, 32018 Herford
Telefon: +49 (0) 5221 / 185-0
Fax: +49 (0) 5221 / 185-252
E-Mail: info@stiegmeyer.com
www.stiegmeyer.com

Rechtsform:
Kommanditgesellschaft, Herford
AG Bad Oeynhausens HRA 3836
p.h.G.: Stiegmeyer GmbH, Herford
AG Bad Oeynhausens HRB 6889
Geschäftsführer: Dr. Manfred Goldstein,
Mathias Holz, Stefan Pott, Ralf Wiedemann

Bankverbindungen:
Commerzbank AG Bielefeld
(BLZ 480 400 35) Konto 762 284 8
S.W.I.F.T.-Code: COBA DE FF 480
IBAN: DE 59 4804 0035 0762 2848 00
Sparkasse Herford
(BLZ 494 501 20) Konto 100 037 233

Datum: November 2007
Seite: 2/3
Thema: Ravello – Komfortabel in Bewegung

Sowohl die Höhenverstellung der Sitzfläche von 51 cm bis 80 cm als auch die neue, standardmäßige Zentralfeststellung der vier Lenkrollen erleichtert beim Ravello plus den Patienten das Hinsetzen und Aufstehen und minimiert das Sturzrisiko. Durch die gewonnene Bewegungsfreiheit wird der Transport sowohl für den Patienten als auch für das Pflegepersonal erleichtert.

Nicht nur die vielen optionalen Extras wie ein aufsteckbarer Tisch, Infusionsständer oder Seiten- und Kopfstützen, sondern auch die attraktiven Farben Cobalt und Caramel machen die Serie Ravello zu dem Transportstuhl für Ihren Pflege- und Klinikalltag.

Zeichen: 1.855

Joh. Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42, 32051 Herford
Postfach 28 54, 32018 Herford
Telefon: +49 (0) 5221 / 185-0
Fax: +49 (0) 5221 / 185-252
E-Mail: info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

Rechtsform:
Kommanditgesellschaft, Herford
AG Bad Oeynhausens HRA 3836
p.h.G.: Stieglmeyer GmbH, Herford
AG Bad Oeynhausens HRB 6889
Geschäftsführer: Dr. Manfred Goldstein,
Mathias Holz, Stefan Pott, Ralf Wiedemann

Bankverbindungen:
Commerzbank AG Bielefeld
(BLZ 480 400 35) Konto 762 284 8
S.W.I.F.T.-Code: COBA DE FF 480
IBAN: DE 59 4804 0035 0762 2848 00
Sparkasse Herford
(BLZ 494 501 20) Konto 100 037 233

Datum: November 2007
Seite: 3/3
Thema: Ravello – Komfortabel in Bewegung



Abbildung: Ravello
Foto: 2109_Ravello_L

Joh. Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42, 32051 Herford
Telefon: +49 (0) 5221 / 185-0
Fax: +49 (0) 5221 / 185-252
www.stieglmeyer.com

Pressekontakt:
Frau Nadine Treptow
+ 49 (0) 5232 / 9841-442
E-Mail: treptow@stieglmeyer.com

Stieglmeyer auf der Medica in Düsseldorf:

Halle 14

Stand 14C13

Joh. Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42, 32051 Herford
Postfach 28 54, 32018 Herford
Telefon: +49 (0) 5221 / 185-0
Fax: +49 (0) 5221 / 185-252
E-Mail: info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

Rechtsform:
Kommanditgesellschaft, Herford
AG Bad Oeynhausen HRA 3836
p.h.G.: Stieglmeyer GmbH, Herford
AG Bad Oeynhausen HRB 6889
Geschäftsführer: Dr. Manfred Goldstein,
Mathias Holz, Stefan Pott, Ralf Wiedemann

Bankverbindungen:
Commerzbank AG Bielefeld
(BLZ 480 400 35) Konto 762 284 8
S.W.I.F.T.-Code: COBA DE FF 480
IBAN: DE 59 4804 0035 0762 2848 00
Sparkasse Herford
(BLZ 494 501 20) Konto 100 037 233