

# 11 | 07 Presse

**Datum:** November 2007  
**Seite:** 1/3  
**Thema:** Seta – Ein Bett für alle Fälle

Das Seta von Stieglmeyer konnte sich nicht nur wegen des Designs, der bislang unerreichten Effizienz, der Technik oder der Möglichkeit einer individuellen Budget-Anpassung auf dem Markt behaupten. Die Erfüllung der aktuellsten Normen und vor allem der visionären Blick für den Klinikstandard von Morgen und der ständige Wille zur Optimierung sichern eine stete Technologieführerschaft. Die Klinik von Morgen mit nur einem Bettentyp: Wählen Sie zwischen den Modellvarianten Seta base, flex, brevo, reva oder dem Seta für die Intensivstation und kombinieren Sie diese doch einmal ganz nach Ihren Vorstellungen.

Eine der vielen Besonderheiten von Seta stellt unter anderem der große Verstellbereich der Liegefläche von 37 cm bis 82 cm dar. Die Ausführungsvariante Seta brevo ist sogar bis auf 27 cm absenkbar. Das Ein- und Aussteigen wird erleichtert und das Sturzrisiko minimiert. Die Patienten sind selbstständiger und fühlen sich sicherer, wodurch nicht nur das Pflegepersonal entlastet, sondern auch die Genesung des Patienten vorangetrieben wird.

Das neue Seta reva ist mit zwei stabilen und zudem eleganten Hubsäulen ausgestattet. Das funktionale Design minimiert auf Grund seiner großen Bodenfreiheit und seiner glatten Flächen den Reinigungsaufwand deutlich.

Die Bügel des Seta flex sind jetzt genau wie beim Seta base mit einem praktischen Schnappverschluss sicher zu fixieren und schnell wieder zu lösen. Eine schnelle und unkomplizierte Entnahme der Füllbretter ist weiterhin gewährleistet.

**Joh. Stieglmeyer GmbH & Co. KG**  
Ackerstraße 42, 32051 Herford  
Postfach 28 54, 32018 Herford  
Telefon: +49 (0) 5221 / 185-0  
Fax: +49 (0) 5221 / 185-252  
E-Mail: [info@stieglmeyer.com](mailto:info@stieglmeyer.com)  
[www.stieglmeyer.com](http://www.stieglmeyer.com)

Rechtsform:  
Kommanditgesellschaft, Herford  
AG Bad Oeynhausener HRB 3836  
p.h.G.: Stieglmeyer GmbH, Herford  
AG Bad Oeynhausener HRB 6889  
Geschäftsführer: Dr. Manfred Goldstein,  
Mathias Holz, Stefan Pott, Ralf Wiedemann

Bankverbindungen:  
Commerzbank AG Bielefeld  
(BLZ 480 400 35) Konto 762 284 8  
S.W.I.F.T.-Code: COBA DE FF 480  
IBAN: DE 59 4804 0035 0762 2848 00  
Sparkasse Herford  
(BLZ 494 501 20) Konto 100 037 233

**Datum:** November 2007  
**Seite:** 2/3  
**Thema:** Seta – Ein Bett für alle Fälle

Eine besondere Variante der Seta-Familienerweiterung stellt das Seta für die Intensivstation dar. Auch hier zeigt sich der universelle Einsatzbereich und die Umrüstbarkeit des Setas. Durch Ausstattungsmöglichkeiten wie Spannschienen, Sauerstoffflaschenhalter und Extensionshäupter wird der Allrounder Seta zum Klinikbett für die Intensivpflege.

Seta bietet eine Technik, die den Klinikalltag erleichtert. Der neue Stahlgitterboden eignet sich nicht nur für den Einsatz in Psychiatrien, sondern auch dank der Materialbeschaffenheit und der schnellen Abtrocknung ideal für das automatische Waschen.

Mit der neuen Generation geteilter Seitenlehnen verfügt die Seta-Familie über ein weiteres, wichtiges Ausstattungsmerkmal, das optional gewählt werden kann. Die geteilt kombinierten Seitenlehnen mit einer Schutzhöhe von 42 cm über der Liegefläche können flexibel als Komplettschutz oder mit fußseitigem Freiraum kombiniert werden. Natürlich sind bei der Entwicklung der Seitensicherungen die voraussichtlichen Vorgaben der erwarteten neuen Norm IEC 60601-2-52 Berücksichtigt worden.

Seta - Mit Stieglmeyer kombinieren sie richtig!

Zeichen: 2.623

**Datum:** November 2007  
**Seite:** 3/3  
**Thema:** Seta – Ein Bett für alle Fälle



*Abbildung: Seta  
Foto: Seta\_Calvados\_L*

Joh. Stieglmeyer GmbH & Co. KG  
Ackerstraße 42, 32051 Herford  
Telefon: + 49 (0) 5221 / 185-0  
Fax: + 49 (0) 5221 / 185-252  
[www.stieglmeyer.com](http://www.stieglmeyer.com)

**Pressekontakt:**  
Frau Nadine Treptow  
+ 49 (0) 5232 / 9841-442  
E-Mail: [treptow@stieglmeyer.com](mailto:treptow@stieglmeyer.com)

**Stieglmeyer auf der Medica Düsseldorf:**  
**Halle 14**  
**Stand 14C13**

**Joh. Stieglmeyer GmbH & Co. KG**  
Ackerstraße 42, 32051 Herford  
Postfach 28 54, 32018 Herford  
Telefon: +49 (0) 5221 / 185-0  
Fax: +49 (0) 5221 / 185-252  
E-Mail: [info@stieglmeyer.com](mailto:info@stieglmeyer.com)  
[www.stieglmeyer.com](http://www.stieglmeyer.com)

Rechtsform:  
Kommanditgesellschaft, Herford  
AG Bad Oeynhausien HRA 3836  
p.h.G.: Stieglmeyer GmbH, Herford  
AG Bad Oeynhausien HRB 6889  
Geschäftsführer: Dr. Manfred Goldstein,  
Mathias Holz, Stefan Pott, Ralf Wiedemann

Bankverbindungen:  
Commerzbank AG Bielefeld  
(BLZ 480 400 35) Konto 762 284 8  
S.W.I.F.T.-Code: COBA DE FF 480  
IBAN: DE 59 4804 0035 0762 2848 00  
Sparkasse Herford  
(BLZ 494 501 20) Konto 100 037 233